

sonnos

KLAUSOS CENTRAS















2026m. Klausos aparatų katalogas




























Registracija telefonu:
+370 600 77 400













Adresas:
Laisvės pr.60 (Spaudos rūmai)

WWW.SONNOS.LT

Kompensacijos klasė	Pilnai kompensuojami klausos aparatai	Dalinai kompensuojami Klausos aparatai		Ortopedijos techninės priemonės funkcijos techninis aprašymas (VLK techninė specifikacija)
<p>KLA-1-1 Tik vaikams ir studentams</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Ativo-RIC Ativo-M</p>  <p>BLU Moxi B-312/R 1</p>  <p>ReSound Danija KE477</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Vivante Moxi V-312/R 1,3,5,7,9 Unitron Vivante Moxi V-RS 3,5,7,9 Unitron Blu Insera 1,3,5,7,9 Unitron Blu Moxi B-312/R 3,5,7,9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9 Unitron Vivante Stride V-M 1, 3, 5, 7, 9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4,5,7,9 Resound Omnia RU77 4,5,7,9 Resound Nexia NX60S/61 4,5,7,9 Resound Nexia NX-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX77 4, 5, 7, 9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 46–60 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 110–130 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 7000 Hz; bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo; ≥ 12 kanalų juostų (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmo slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.); ≥ DSL 5 garso apdorojimo funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius; programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas; hermetiškumo klasė ≥ IP57</p>
<p>KLA-1-2 Tik vaikams ir studentams</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Ativo-RIC Ativo-M</p>  <p>BLU Stride B-PR 312/R 1</p>  <p>ReSound Danija KE477</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Vivante Moxi V-312/R 1,3, 5,7,9 Unitron Moxi Vivante V-RS 3,5,7,9 Unitron Vivante Stride V-PR 1,3,5,7, 9 Unitron Blu Insera 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Stride B-PR 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-M 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4,5,7,9 Resound Omnia RU-ITE 4,5,7,9 Resound Omnia RU77 4,5,7,9 Resound Nexia NX60S/61 4,5,7,9 Resound Nexia NX-ITE 4,5,7,9 Resound Nexia NX77 4,5,7,9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 56–65 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 125–136 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 7000 Hz; bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo; ≥ 12 kanalų juostų (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.); ≥ DSL 5 garso apdorojimo funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius; programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas; hermetiškumo klasė ≥ IP57</p>

<p>KLA-1-3 Tik vaikams ir studentams</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Ativo-SP Ativo-M</p>  <p>BLU Stride B-PR 312/R 1</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>EQ588</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Vivante Moxi V-312/R 1,3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-PR 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Stride B-PR 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante V-M 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante V-SP 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU77/88 4, 5, 7, 9 Resound Enzo Q EQ88 7, 9 Resound Nexia NX60S/61 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX77/88 4, 5, 7, 9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 65–75 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 130–140 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz; bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo; ≥ 12 kanalų juostų (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.); ≥ DSL 5 garso apdorojimo funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius; programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas; hermetiškumo klasė ≥ IP57; dažninis perkėlimas arba suspaudimas, arba kompresija, t. y. dažnių manipuliavimo funkcija (garsų iš aukštų dažnių srities (daugiau kaip 4 kHz) perkėlimo į žemesnių dažnių sritį (ne daugiau kaip 4 kHz) funkcija) arba lygiavertė funkcija, skirta sunkiam ir labai sunkiam klausos sutrikimui (daugiau kaip 4 kHz) kompensuoti</p>
<p>KLA-1-4 Tik vaikams ir studentams</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Blu Stride B-UP 1 Ativo-UP</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>EQ598</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Vivante Stride V-UP 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Stride B-UP 3, 5, 7, 9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU88 4, 5, 7, 9 Resound Enzo Q EQ88/98 5, 7, 9 Resound Nexia NX88 4, 5, 7, 9 Resound Enzo IA EI98 3, 4, 5, 7, 9</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 76–90 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 139–144 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 4800 Hz; bluetooth ryšys ir galimybė tiesiogiai arba per priedą į klausos aparatus transliuoti garsą iš išmaniojo telefono, planšetės, TV imtuvo; ≥ 12 kanalų juostų (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.); ≥ DSL 5 garso apdorojimo funkcija; baterijos lizdo užraktas; garsinis arba optinis senkančios baterijos indikatorius; programinė klausos aparato mygtukų blokavimo galimybė; žymėjimas (mėlyna arba raudona spalva), kuriai ausiai pritaikytas klausos aparatas; hermetiškumo klasė ≥ IP57; dažninis perkėlimas arba suspaudimas, arba kompresija, t. y. dažnių manipuliavimo funkcija (garsų iš aukštų dažnių srities (daugiau kaip 4 kHz) perkėlimo į žemesnių dažnių sritį (ne daugiau kaip 4 kHz) funkcija) arba lygiavertė funkcija, skirta sunkiam ir labai sunkiam klausos sutrikimui (daugiau kaip 4 kHz) kompensuoti</p>

<p>KLA-2-1 Tik suaugusiems</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Vista A-RIC Vista A-M</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>KE277</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Ativo-RIC Unitron Ativo-M</p> <p>Unitron Blu Insera 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-RS 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9 Unitron Vivante Stride V-M 1, 3, 5, 7, 9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU77 4, 5, 7, 9 Resound Key KE477 Resound Nexia NX60S/61 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX77 4, 5, 7, 9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9 Resound Savi SA60S/61 2,3,4</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 42–52 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 116–126 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6500 Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 4 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.); atviras ausies įdėklas</p>
<p>KLA-2-2 Tik suaugusiems</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Vista A-RIC Vista A-M</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>KE277</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Ativo-RIC Unitron Ativo-M</p> <p>Unitron Blu Insera 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-RS 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9 Unitron Vivante Stride V-M 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-PR 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride B-PR 1, 3, 5, 7, 9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU77 4, 5, 7, 9 Resound Key KE477 Resound Nexia NX60S/61 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX77 4, 5, 7, 9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9 Resound Savi SA60S/61 2,3,4</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 45–55 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 120–130 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 4 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.)</p>

<p>KLA-2-3 Tik suaugusiems</p>	<p>UNITRON Šveicarija</p> <p>Vista A-RIC Vista A-M</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>KE277</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Ativo-RIC Unitron Ativo-M</p> <p>Unitron Blu Insera 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Stride B-PR 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-RS 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-PR 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-M 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU77 4, 5, 7, 9 Resound Key KE477 Resound Nexia NX60S/61 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX77 4, 5, 7, 9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9 Resound Savi SA60S/61 2,3,4</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 56–65 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 125–136 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 4 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.)</p>
<p>KLA-3-1 Tik suaugusiems</p>	<p>SONOVA Šveicarija</p> <p>Vista A-RIC Vista A-SP</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>KE288</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Ativo-RIC Unitron Ativo-SP</p> <p>Unitron Blu Insera 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Blu Stride B-PR 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Moxi V-312/R 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-PR 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-SP 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Smile Insera S/S-R 1,3,5,7,9 Unitron Smile Moxi S-R 1,3,5,7,9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU60/61 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Omnia RU77/88 4, 5, 7, 9 Resound Key KE488 Resound Enzo Q EQ88 5, 7, 9 Resound Nexia NX60S/61 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX-ITE 4, 5, 7, 9 Resound Nexia NX77/88 4, 5, 7, 9 Resound Vivia VI60S/61 4,5,7,9 Resound Savi SA60S/61 2,3,4</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 65–75 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 130–139 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 6000 Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.)</p>

<p>KLA-3-2 Tik suaugusiems</p>	<p>SONOVA Šveicarija</p> <p>Vista A-UP Vista A-SP</p>  <p>ReSound Danija</p> <p>KE288 KE298</p> 	<p>Šveicarija</p>  <p>UNITRON</p> <p>Unitron Ativo-SP Unitron Ativo-UP Unitron Blu Stride B-UP 1, 3, 5, 7, 9 Unitron Vivante Stride V-UP 1, 3, 5, 7, 9</p> 	<p>Danija</p>  <p>ReSound</p> <p>Resound Omnia RU88 4, 5, 7, 9 Resound Enzo Q EQ88/98 5, 7, 9 Resound Key KE488/98 Resound Nexia NX88 4, 5, 7, 9 Resound Enzo IA EI98 3, 4, 5, 7, 9</p> 	<p>Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 76–90 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 139–144 dB; dažnių diapazonas: apatinė riba ne aukštesnė kaip 250 Hz, viršutinė riba ne žemesnė kaip 4500 Hz; funkcijų perjungimas – M; ≥ 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų); švilpimo kontrolės funkcija (ne Notch filter – angl.)</p>
<p>KLA-0-1 Individualūs ausies įdėklai</p>	 <p>SPALVOS</p> 	<p>Individualių ausies įdėklų tipai</p> <p>a) Kietas b) Minkštas c) SlimTip</p>		


Įkrovikliai


unitron™




ReSound









9. Unitron Tempus T Inera 600

11. Unitron Blu Moxi B-312/R 1, 3, 5, 7, 9

12. Unitron Vivante Moxi V-RS 3, 5, 7, 9

13. Unitron Vivante Moxi V-312/R 1, 3, 5, 7, 9